

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE COLETA



LAUDO LABORATÓRIO AVÍCOLA UBERLÂNDIA LTDA

CNPJ: 23.259.427/0001-04 - IE: 702.387.177 00 01

Rod. BR 365, KM 615 - S/Nº - B. Alvorada

CEP.: 38.407-180 – Uberlândia/MG

www.laudolab.com.br / material@laudolab.com.br

Fone: (34) 3222-5700 / (34) 9 9942-2028



Observações e Orientações

- Devido às questões de tempo de preparo e de logística, os materiais deverão ser solicitados com antecedência.
- Prazo aproximado para despacho: 2 a 4 dias úteis após a confirmação do recebimento da solicitação.
- Os materiais listados abaixo deverão ser utilizados apenas para coleta das amostras que serão processadas **única e exclusivamente** pelo Laudo Laboratório;
- Para preenchimento do documento na versão digital, mantenha o cursor do mouse sobre os campos em azul para ler as orientações de preenchimento.

Cliente:		Data da Solicitação:	
Solicitante:		Email:	
Telefone:		Cidade/UF:	CEP:
Endereço entrega:			

Material	Descrição	
Qtd	EPPENDORF	
	Eppendorf siliconado - 2,0 mL	Utilizado p/ dessorar o sangue
	Eppendorf - 1,5 mL	Utilizado p/ transferir o soro do eppendorf de 2,0 mL e enviar ao Laboratório

Material	Descrição	
Qtd	SWAB	
	Swab de Arrasto c/ solução salina 0,85% (2 Und)	Swab tipo gaze + solução c/ barbante - 2 und por embalagem
	Swab de gaze estéril	1 unidade por embalagem
	Swab de Própé c/ solução salina 0,85% (1 par)	Touca para colocar nos pés; 2 unidades por embalagem
	Swab de Própé c/ solução salina 0,85% (2 pares)	Touca para colocar nos pés; 4 unidades por embalagem
	Swab de Propé estéril seco (1 par)	Touca para colocar nos pés; 2 unidades por embalagem
	Swab de Arrasto embebido em Leite em pó à 10%	2 unidades por embalagem
	Swab Individual palito estéril	Swab de traqueia / cloaca, 1 unidade por embalagem

Material	Descrição	
Qtd	SACO PLÁSTICO	
	Saco plástico c/ identificação (20 cm x 34 cm x 0,0080 cm)	Coleta de amostras de fezes / envio de eppendorfs
	Saco para coleta de ovos bicados (30 cm x 50 cm x 0,01 cm)	Coleta de amostras de ovos bicados
	Abraçadeiras (8 cm)	Utilizada p/ lacrar embalagens om as amostras coletadas

Material	Descrição	
Qtd	TUBO PLÁSTICO	
	Tubo plástico falcon - 15 mL	Coleta de amostras de água (bacteriológico - não oficial)
	Tubo plástico falcon - 50 mL	Coleta de amostras de mecônio

Material	Descrição	
Qtd	DEMAIS MATERIAIS FORNECIDOS	
	Seringa 5 mL s/ agulha (bico slip)	Unitário (a cada 150 amostras, 5 seringas)
	Agulha hipodérmica (0,80 x 25 mm)	Unitário (a cada 150 amostras, 5 seringas)

Observações: